

OPATRUNKI SILIKONOWE FIRMY BMS

Opatrunki silikonowe firmy BMS stosuje się na zagojone rany w celu zapobiegania przerostowi blizny i zmniejszenia jej widoczności. Opatrunki przeznaczone są również do stosowania na blizny przerostowe i keloidy. Zapobiegają ich powstawaniu i powodują, że blizny stają się miękkie, gładkie i jaśniejsze. Przed użyciem opatrunku, proszę uważnie przeczytać instrukcję i zawarte w niej przeciwwskazania oraz uwagi.

Opis Produktu

Opatrunki silikonowe typu: Silon-SES[®], Oleeva Clear, Oleeva Fabric, są produktami o wydłużonym czasie użytkowania. Przeznaczone są do wielokrotnego użycia w okresie od jednego do dwóch miesięcy (w zależności od typu wybranego opatrunku). Jednakże aplikacja na zgiętych powierzchniach takich jak łokieć lub pięta może spowodować szybsze ich zużycie. Opatrunki typu Silon-SES[®] i Oleeva Clear posiadają zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię. Powierzchnia kleista o wyraźnym połysku powinna być aplikowana bezpośrednio na bliznę. Opatrunki można aplikować tylko na zagojone rany (ok. 3 tygodnie po zdjęciu szwów lub jeśli lekarz zaleci inaczej).

Nie należy stosować opatrunków na otwarte rany.

Sposób użycia

- Wybierz odpowiedni rozmiar w celu pełnego pokrycia blizny, pozostawiając dodatkową krawędź wokół blizny ok. 1 cm. Zaleca się, aby przyklejony opatrunek pozostawić na bliznie przez ok. 23 godz., następnie należy go zdjąć i umyć przy użyciu delikatnego mydła bez detergentów, wyplukać i pozostawić do wysuszenia.
- Jeżeli istnieje taka potrzeba, przytnij opatrunek tak, aby uzyskać odpowiedni anatomiczny kształt i rozmiar. Nie wycinaj ostrych krawędzi w opatrunku, gdyż może to spowodować jego rozdarcie. W celu aplikacji na miejsca trudno dostępne np. powierzchnie skóry pomiędzy palcami, opatrunek można rolować.
- Używając opatrunek Silon-SES[®] lub Oleeva Clear ostrożnie usuń papierek ochronny pokrywający wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię opatrunku. Przyłóż opatrunek do blizny powierzchnią bardziej klejącą, która posiada większy połysk. W przypadku opatrunku Oleeva Fabric usuń ochronne zabezpieczenie opatrunku znajdujące się pod materiałem i przyłóż do blizny.
- W przypadku konieczności leczenia większych powierzchni, ułóż kawałki opatrunków obok siebie.
- Silon-SES[®], Oleeva Clear i Oleeva Fabric nie są plastrami tylko opatrunkami silikonowymi. Po nałożeniu na bliznę wybranego opatrunku, przyklej go dodatkowo zwykłym plasterem lub użyj do przymocowania siatki Codofix, bandaża, ubrania uciskowego lub taśmy hypoalergiczej. Nie uciskaj zbyt mocno blizny.
- Opatrunek zdejmij raz dziennie. Po zmyciu z opatrunku tłuszczu wydzielanego przez skórę i wysuszeniu, opatrunek odzyskuje naturalną kleistość, która jednak w miarę zużywania się opatrunku, będzie się zmniejszać.
- Nie używaj pod opatrunki żadnych kremów ani maści.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia zaleca się używanie opatrunku początkowo 2-3 godziny dziennie i stopniowe zwiększanie czasu do 23 godzin dziennie. Jeśli zaobserwujesz słabą tolerancję skóry na produkt, zmniejsz czas kontaktu opatrunku ze skórą.
- Czas noszenia opatrunku przez każdego pacjenta jest inny. Jest to zależne od właściwości blizny i higieny.

Przeciwwskazania

- Niezagojona rana
- Uczulenie na silikon

Możliwe efekty uboczne

- Opuchlizna spowodowana absorpcją płynów
- Swędzenie

- Możliwość wystąpienia wysypki (m.in. przy braku odpowiedniej higieny).

W takim przypadku należy zmniejszyć czas użycia opatrunku do 2-3 godzin dziennie, a następnie nie aplikować go przez 21-22 godziny. Po ustąpieniu wysypki, stopniowo zwiększać czas kontaktu opatrunku ze skórą.

- Wydzielanie przez skórę nieprzyjemnego zapachu.

Skóra w miejscu gdzie znajduje się blizna powinna być umyta i dobrze osuszona. Jeśli mimo to wydzielać się będzie nieprzyjemny zapach, należy użyć do przemywania mydła antybakteryjnego.

Uwagi:

- **Opatrunki silikonowe nie są plastrami. Ze względu na wielokrotne mycie i suszenie tracą właściwości klejące i dlatego należy je dodatkowo przymocowywać.**
- **Ze względu na wielokrotne używanie, opatrunek może się rozciągać.**